




- **Abra la tapa** protectora hacia abajo para que aparezca la boquilla.
- Revise el contador de dosis para ver cuántas dosis quedan.



- **Suba hacia arriba el borde de la palanca blanca.**
- Compruebe que la cámara lateral está cerrada.



- **La palanca blanca se debe levantar completamente hasta que haga un "clic".** Esta acción mueve una nueva dosis a su posición con su número correspondiente en el contador.



- A continuación, **cierre la palanca blanca** hasta que haga "clic" de nuevo en su posición original. De esta forma el inhalador está listo para su uso inmediato.



- Con la boquilla del inhalador lejos de la boca, exhale todo lo que pueda o hasta que se sienta cómodo. **Nunca debe exhalar directamente sobre el inhalador.** Sujete el inhalador con la **tapa protectora mirando hacia abajo.**
- Cierre los labios firmemente alrededor de la boquilla.
- Inhale profunda e ininterrumpidamente a través del inhalador, no a través de la nariz.

- A continuación, se debe retirar el inhalador de la boca y **mantener la respiración durante 5 a 10 segundos** o tanto como le sea posible sin que le cause malestar.
- Comience a respirar lentamente, **pero fuera del inhalador.**
- Finalmente, se debe cerrar la tapa protectora de la boquilla.