

1



- **Retire la tapa** de la boquilla y compruebe la boquilla, por dentro y por fuera, para asegurarse de que está limpia y seca.

2



- **Sostenga el inhalador** al revés (la base del cartucho hacia arriba) con el dedo índice en la base del cartucho y el pulgar debajo de la boquilla.

3

- **Expulse el aire** de sus pulmones lo más que pueda. No expulse el aire dentro del inhalador.

4



- **Coloque la boquilla** en su boca y cierre los labios firmemente alrededor de esta.

5

- Después de comenzar a aspirar por la boca, **pulse con el dedo índice en la parte superior** del inhalador para hacer una descarga mientras sigue aspirando lenta y profundamente.

6



- **Contenga la respiración**, retire el inhalador de la boca y el dedo índice de la parte superior del inhalador.
- Continúe aguantando la respiración durante aproximadamente 10 segundos o hasta que empiece a sentirse incómodo aguantando la respiración.
- **Espire lentamente por la boca**, pero no expulse el aire dentro del inhalador.

7

- Si se le ha indicado que realice otra descarga, espere aproximadamente medio minuto y repita los pasos del 3 al 6.

8



- Después de su uso, **coloque siempre la tapa de la boquilla** para evitar que entre polvo. Al taparlo bien se escuchará un chasquido, que indica que se ha cerrado correctamente.

9



- **Limpie semanalmente** la boquilla con un pañuelo seco por dentro y por fuera.
- **Use un pañuelo seco** y doblado, y limpie la parte frontal del pequeño orificio por el que sale el medicamento.
- **No utilice agua** ni otros líquidos.